

Vergelijking Consumenten modellen Tanita

Functies	RD-901	BC-545N	BC-601	BC-1000	BC-351	BC-587	BC-543	BC-570	BC-571	BC-730	BC-731	UM-76	BC-313	BC-718
Segmentele analyse		X	X											
ANT+ technologie				X										
Bluetooth Draadloze technologie	X													
SD-Kaart			X											
Kinder lichaamsvet in %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volwassenen lichaamsvet in%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lichaamsvocht in %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spiermassa in kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lichaamsbouw score (1-9)	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
Botmassa in kg	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Basaal Metabolisme (BMR)	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Dagelijkse Calorie Inname	X		X						X					
Metabolische Leeftijd	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X
Visceraal Vet score	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atleet modus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Oproep functie vorige metingen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alleen Wegen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aantal geheugens	X	5	4		4	4	4	4	4	5	5	8	5	5
Gast modus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Touch Screen toetsen	X								X		X		X	X
50 gram nauwkeurigheid	X				X								X	
BMI	X	X	X										X	X
Capaciteit	200 kg	150 kg	150 kg	200 kg	150 kg	200 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Materiaal	Glas	Kunststof	Kunststof	Glas	Kunststof	Glas	Glas	Glas	Glas	Kunststof	Glas	Kunststof	Kunststof	Kunststof